

GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock mit Laserfunktion – Spezifische Benutzungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock mit Laserfunktion entschieden haben. Um Ihnen eine optimale Nutzung zu ermöglichen, folgen hier spezifische Anweisungen:

1. Inhalt überprüfen:

- Bitte vergewissern Sie sich, dass der GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock in einwandfreiem Zustand sind.

2. Laserfunktion aktivieren:

- Der Laser befindet sich am vorderen Teil des Stocks. Um die Laserfunktion zu aktivieren, drücken Sie den roten Schalter auf dem Anbauteil am Stock.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Laserfunktion nur aktivieren, wenn Sie den Laser tatsächlich benötigen.

3. Anti-Freeze Funktion:

- Die Anti-Freeze Funktion aktiviert sich automatisch bei Belastung des Stocks und deaktiviert sich bei entsprechender Entlastung.
- Der benutzenden Person wird bei Belastung ein grüner Laserstrich auf den Boden vor sich projiziert.

4. Laserprodukt – Gefahr für die Augen!

- Vermeiden Sie es, direkt in den Laser zu schauen, um mögliche Augenverletzungen zu verhindern. Halten Sie den Laserstrahl fern von Ihren Augen und denen anderer Personen.
- Achten Sie auch auf spiegelnde oder reflektierende Untergründe.

5. Sicherheitsabstand beachten:

- Halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Personen, Tieren und spiegelnden Oberflächen ein, wenn die Laserfunktion aktiv ist.

6. Laserfunktion deaktivieren:

- Um die Laserfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut den roten Schalter. Stellen Sie sicher, dass der Laser immer ausgeschaltet ist, wenn er nicht benötigt wird.

7. Nutzung bei schlechter Sicht oder unebenem Gelände:

- Verwenden Sie den GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock mit Laserfunktion nicht bei schlechter Sicht oder auf unebenem Gelände, es sei denn, Sie treffen angemessene Vorsichtsmaßnahmen.

8. Laden des Akkus:

- Laden Sie den Akku des Lasers mit einem handelsüblichen Ladegerät (z.B. für Mobiltelefone) und einem Ladekabel mit Mini-USB Anschluss.

9. Pflege und Wartung:

- Reinigen Sie den Gehstock mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsweise des Stocks und den Ladezustand des fest verbauten Akkus.

10. Empfohlene Schutzbrille:

- Um Ihre Augen vor möglichen Laserstrahlungen zu schützen, wird dringend empfohlen, eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Bitte beachten Sie, dass diese nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss.

11. Problemlösung:

- Bei Problemen oder Unregelmäßigkeiten in der Laserfunktion stoppen Sie die Nutzung sofort.
- Konsultieren Sie die beigelegte Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst für Unterstützung.

12. Entsorgung nach deutschen Rechtsvorschriften:

- Entsorgen Sie den GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock mit Laserfunktion gemäß den Bestimmungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und der Batterieverordnung.
- Der Gehstock darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder nutzen Sie Rücknahmesysteme, die von kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Handel angeboten werden.

Diese spezifische Benutzungsanleitung ist als Ergänzung zur allgemeinen Gebrauchsanweisung gedacht. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den GASTROCK Anti-Freeze ERGONOMIC Gehstock mit Laserfunktion.