

A close-up photograph of a woman with brown hair, eyes closed, and a slight smile, relaxing in a bathtub filled with white bubbles. The image is used as a background for the advertisement.

Mangar
INTERNATIONAL

Sicheres *entspanntes* Baden

Hochwertige Badehilfen für die täglich gelebte Unabhängigkeit

Praktische erschwingliche Produkte - speziell für Sie konzipiert

Seit wir 1981 den ersten tragbaren elektrischen Badewannenlift erfanden, haben wir hart gearbeitet, um unsere Position als weltweit führender Anbieter von Badehilfen aufrecht zu erhalten.

Unsere preisgekrönten Produkte werden sorgfältig entwickelt, damit Sie das Baden wieder voll und ganz genießen können. Wir sind stolz darauf, benutzerfreundliche Produkte herzustellen, die das Leben von Anwendern oft von Grund auf verändern und dazu beitragen, dass Sie weiter sicher und unabhängig im eigenen Zuhause leben können.

Das Komfort-Badekissen ist eines dieser Produkte, das Leben verändern kann. Ein genialer aufblasbarer und tragbarer Wannenlifter, der nach der Verwendung kompakt aufbewahrt werden kann.

Falls Sie jedoch etwas mehr Unterstützung brauchen, als unser Badekissen geben kann, bietet Ihnen unser Badewannenlift Archimedes angenehme Entspannung und entlastet Ihre Gelenke.

Wenn Ihnen das Baden zunehmend schwerfällt, lesen Sie bitte weiter: Hier erfahren Sie, wie Sie wirklich sicher, problem- und sorglos ein Bad genießen können – einfach auf Knopfdruck.



Leicht
und
tragbar

Das Komfort Badekissen

Wenn das Ein- und Aussteigen beim Baden zum Problem wird, probieren Sie unser Komfort-Badekissen - Sie werden sehr schnell das Vergnügen eines angenehm warmen Bades neu entdecken. Das Kissen senkt Sie sanft in die Badewanne ab und hebt Sie anschließend wieder an – einfach auf Knopfdruck. Es ist einer der benutzerfreundlichsten Wannenlifter auf dem Markt.

Außerdem bietet das Komfort-Badekissen die folgenden Vorteile:

- ✓ Sekundenschneller Ein- und Ausbau
- ✓ Absolute Sicherheit beim Ein- und Aussteigen
- ✓ Sie können sich ganz hinlegen, sodass der gesamte Körper mit Wasser bedeckt ist – genau wie bei einem normalen Bad
- ✓ Sie können etwas Luft in der Rückenlehne lassen – so wird das Baden noch komfortabler
- ✓ Leicht, stabil und problemlos tragbar, sodass Sie es überall mitnehmen können
- ✓ Bis zu 150 kg Hubkraft
- ✓ Intelligentes Design passt sich der Größe und Form Ihrer Wanne an, teure Umbauten im Badezimmer sind also unnötig
- ✓ Batteriebetrieben, daher gibt es keine gefährlichen Stromkabel wie bei anderen Produkten auf dem Markt
- ✓ Mit der komplett wasserfesten Handbedienung bleiben Sie stets in Kontrolle
- ✓ Sie sind immer sicher, denn das Produkt senkt Sie nur in die Wanne ab, wenn genügend Batterieleistung vorhanden ist, um Sie wieder herauszuheben

Tragbar, vielseitig und unkompliziert

Ob zu Hause oder unterwegs, zu Besuch bei Freunden oder Familie: Wir zeigen Ihnen, wie benutzerfreundlich und vielseitig das Komfort-Badekissen ist!



Das Komfort-Badekissen erledigt die Arbeit für Sie

Es ist wirklich so einfach wie 1, 2, 3...

1 Problemloser Einstieg in die Wanne

Setzen Sie sich bequem auf das aufgeblasene Kissen.

Lassen Sie die Luft langsam ab, um sanft nach unten zu sinken



2 Zurücklehnen und entspannen

Der gesamte Oberkörper ist mit Wasser bedeckt, genau wie bei einem normalen Bad.



Kundenstimmen

“...eine der nützlichsten Hilfen, die ich habe – ich fühle mich völlig sicher und komfortabel, es ist ein echter Luxus, erstmals seit mehreren Jahren wieder in ein heißes Bad eintauchen zu können. Vielen Dank.”

Frau Taylor, Devon

“Mit dem Badekissen kann ich jetzt ohne Hilfe die Badewanne benutzen, dies ermöglicht es mir, weiter unabhängig zu Hause zu wohnen – ein unschätzbarer Vorteil. Ein herzliches Dankeschön, das Produkt hat mir eine völlig neue Welt eröffnet.”

Frau Smith, Worcestershire

Mit dem Komfort-Badekissen können Sie das Bad in der Wanne wieder so richtig genießen – jedes Mal!

3 Sicheres Aussteigen

Blasen Sie das Kissen über die Handbedienung wieder auf. Sie werden sanft angehoben und steigen sicher aus der Wanne.



“Es heißt, Wunder passieren nur selten, doch für mich ist das Mangar-Badekissen eines davon. Ich leide zunehmend unter Arthritis, sodass es mir zur Qual wurde, in meine uralte, schmale Badewanne zu steigen. Doch jetzt kann ich mich bequem zurücklehnen, werde ins Bad hinuntergelassen, und wenn ich fertig bin, werde ich wieder herausgehoben. Das Produkt sorgt für wunderbares Wohlbefinden.”

Frau Jackson, Llandrindod Wells

Häufige Fragen

F. Wie reinige ich das Komfort-Badekissen?

Wir empfehlen, das Badekissen nach jeder Verwendung mit sauberem Wasser abzuspülen und im aufgeblasenen Zustand trocknen zu lassen. Um eine maximale Haftung zu gewährleisten, empfehlen wir, das Badekissen mindestens einmal pro Woche aus der Wanne zu nehmen und die Unterseite der Saugnäpfe sowie die Oberfläche der Badewanne zu reinigen.

F. Wie oft kann ich mit einer Batterieladung baden?

Dies hängt von mehreren Faktoren ab: Ihrem Gewicht, dem Alter der Batterien und vor allem, wie effektiv die Batterien seit dem Kauf gewartet und aufgeladen wurden. Wir empfehlen, Batterien stets auf Ladung zu lassen, wenn sie nicht verwendet werden. Dies bedeutet nicht nur, dass sie immer für mehrere Nutzungen geladen sind, sondern sorgt auch für einen optimalen Zustand und eine längere Lebensdauer.

F. Kann das Komfort-Badekissen zu stark aufgeblasen werden?

Nein, das Badekissen ist mit einem Überdruckventil ausgestattet, das einen solchen Fall verhindert. Eine weitere Sicherheitsfunktion am Badekissen gewährleistet außerdem, dass Sie nur in die Wanne hinabgesenkt werden wenn genügend Batterieleistung vorhanden ist, um Sie wieder herauszuheben.



Leicht
und
batteriebetrieben

Der Badewannenlift Archimedes

Wenn Sie ein wenig mehr Unterstützung brauchen, bietet dieser leichte, batteriebetriebene Wannenlifter den Komfort einer hohen Rückenlehne und einer langen Sitzfläche bei maximaler Beinfreiheit. Sie können sich entspannen und gleichzeitig Ihre Gelenke entlasten.

- ✓ Fantastische Alternative zu einer Sitzbadewanne mit Einstieg
- ✓ Bequemer und sicherer fester Sitz
- ✓ Einfacher Ein- und Ausbau – kann in drei leicht zu handhabende Teile zerlegt werden
- ✓ Geringes Gewicht – das schwerste Bauteil wiegt nur 5.2 kg
- ✓ Batteriebetrieb – keine gefährlichen Stromkabel
- ✓ Komplett wasserfeste Handbedienung
- ✓ Sicherheitsfunktion: Senkt Sie nur in die Wanne ab, wenn genügend Batterieleistung vorhanden ist, um Sie wieder herauszuheben
- ✓ Wird bis auf 7 cm Abstand zum Wannenboden abgesenkt
- ✓ Praktische Leuchtanzeige für Batterieladung
- ✓ Einzigartiges Lösesystem der Saugnäpfe verhindert, dass jeder Saugnäpf einzeln gelöst werden muss
- ✓ Bis zu 150 kg Hubkraft
- ✓ Anwenderfreundliche Bedienelemente
- ✓ Leicht zu reinigen



Mehr als
300,000
verkaufte
Badewannenlifter

*Unser Ziel ist es
Ihnen zu helfen...*

Unsere gut geschulten, erfahrenen und diskreten Fachkräfte erörtern gern Ihren individuellen Bedarf und beantworten alle Fragen zum Komfort-Badekissen und zum Badewannenlift Archimedes. Wir nehmen erst dann Ihre Bestellung entgegen, wenn Sie ganz sicher sind, dass unsere Produkte für Sie die richtige Lösung bieten.



Produktgarantie

*Wir sind erst beruhigt,
wenn Sie beruhigt sind.*

Wir tun alles, um unseren Kunden zuverlässige und haltbare Produkte höchster Qualität zu bieten; jeder einzelne Artikel unterliegt dabei der Mangar-Standardgarantie, damit Sie sich ganz sicher sein können.



Mangar
INTERNATIONAL

Mit Mangar International treffen Sie die richtige Wahl

Als vorsichtiger Verbraucher recherchieren Sie zu Recht sehr genau.

Hier nur einige Gründe, warum Sie sich für uns entscheiden sollten.

- ✓ Wir sind ein zuverlässiges Unternehmen, Mitglied im britischen Fachverband für Unterstützungstechnologien (British Healthcare Trades Association – BHTA) und unterliegen dem Verhaltenskodex des britischen Instituts für Handelsstandards (Trading Standards Institute – TSI).
- ✓ Wir sind ein preisgekröntes Unternehmen auf dem globalen Gesundheitsmarkt und für die Qualität und Haltbarkeit unserer Produkte bekannt.
- ✓ Wir haben 30 Jahre Erfahrung bei der Herstellung hochwertiger Badehilfen, die Ihre Unabhängigkeit ebenso bewahren wie Ihre persönliche Würde.
- ✓ Unsere Produkte werden in Großbritannien hergestellt. Ihr fachkundiges Design sorgt dafür, dass sie sich voll und ganz Ihrem Bedarf anpassen, permanente Befestigungen oder Umbauten in Ihrem Zuhause sind nicht notwendig.
- ✓ Wenn Sie umziehen, eine Urlaubsreise machen oder Ihre Badewanne auch von anderen Personen benutzt wird, können unsere Produkte innerhalb von Sekunden aus- und wieder eingebaut werden.
- ✓ Alle unsere neuen Produkte und Entwicklungen werden von Endverbrauchern und medizinischen Fachleuten umfassend getestet und beurteilt, um wirklich ganz sicher zu gehen.
- ✓ Wir führen bei jedem Produktionsschritt strengste Qualitätssicherungsprüfungen durch, um zu gewährleisten, dass unsere Produkte den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht werden.
- ✓ Wir tun alles, um bessere, lebensverändernde Lösungen für einen unabhängigen Alltag zu produzieren, damit Sie jeden Tag ein besseres Leben genießen können!

Europäisches Verkaufsbüro

+44 (0) 1554 267674

kontakt@mangarinternational.de

www.mangarinternational.de

Mangar
INTERNATIONAL