

ergoflīx

Smart. Ästhetisch. Individuell.

Wir halten Dich mobil – aus Freude am Leben



ergoflix.de



Alexander Fehr

Thomas Dieste

Dennis Stadler

David Stadler

VORWORT

Mobilität ist unsere Leidenschaft

Wir – die ergoflix Group GmbH aus Hamminkeln am Niederrhein – arbeiten aus voller Überzeugung an der Mission, die Zugänglichkeit zu smarten und ästhetischen Mobilitätsprodukten zu vereinfachen.

Wusstest Du, dass Menschen rund 80 % des Tages mit anderen Menschen agieren?

Von Natur aus ist der Mensch auf Interaktion ausgelegt. Bei schönem Wetter Freunde treffen oder eine Reise mit dem Partner unternehmen – die Grundlage hierfür ist Mobilität. Sind Menschen in dieser eingeschränkt, kann das zu sozialer Isolation und Einsamkeit führen. Unsere Motivation ist es, Menschen mit der passenden Mobilitätslösung zu mehr Lebensfreude zu verhelfen. Wir sind überzeugt: Das Leben ist lebenswerter, wenn man sich in jeder Lebenslage unabhängig fortbewegen kann – und wir helfen Dir dabei wieder Lebensfreude zu spüren.

Wie ist die Produkt- und Servicezufriedenheit? Für uns als DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen ein wichtiges Thema. Daher holen wir uns regelmäßig Feedback unserer Kunden ein und lassen dieses in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen einfließen.

In unserem umfangreichen Produktportfolio findest Du unser hochwertiges Eigenmarkensortiment sowie exklusive Marken namhafter Händler. Darüber hinaus bieten wir Dir ein vielfältiges Zubehörsortiment an, das genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Für alle, die gerne unterwegs sind, haben wir praktische Extras.

Du möchtest Dein persönliches Wunschmodell testen? Sehr gerne kommen wir unverbindlich und kostenfrei zu Dir nach Hause oder vermitteln Dich an ein Sanitätshaus in Deiner Nähe!

*Viel Spaß beim Stöbern,
Dein ergoflix-Team*



Dennis Stadler



Thomas Dieste



David Stadler



Alexander Fehr

”

*Endlich kann ich wieder Zeit mit
meiner Familie verbringen und in
der Natur sein!*

Gustav R., Hamminkeln



INHALT

02 | Vorwort

Über die ergoflix Group GmbH

06 | Flexibel und unabhängig

> Neue Freiheiten genießen

09 | Krankenkassenzuschuss beantragen

> Schritt-für-Schritt-Anleitung

10 | E-Rollstühle

Faltbar. Elektrisch. Intuitiv.

12 | ergoflix® Mi2

14 | ergoflix®LX und LXplus (neues Modell)

16 | ergoflix®LX und LXplus

18 | JBH®Carbon 21

20 | Zubehör

34 | Alle Modelle in der Übersicht

36 | Unsere Services für Dich

Vor und nach dem Kauf

37 | Rundum bestens informiert

Wissenswertes und nützliche Tipps rund um Deine Mobilitätslösung von ergoflix

38 | Flugreise mit E-Rollstuhl

Alle Informationen für Deine entspannte Flugreise

Flexibel und unabhängig – in jeder Lebenslage

*Ob alters- oder krankheitsbedingt: Immobilität hat verschiedene Gründe.
Mit ergoflix gilt: Selbstständig statt abhängig, gesellig statt einsam.*

Endlich wieder selbstständig und spontan sein

Unabhängiges Bewegen in den eigenen vier Wänden, Einkäufe ohne fremde Hilfe erledigen oder spontan Ausflüge unternehmen und die Seele im Park baumeln lassen: Die Produkte von ergoflix geben Dir Deine alltägliche Selbstständigkeit zurück.

Endlich wieder Zeit mit der Familie verbringen

Ob Shoppingtour mit dem Partner oder Besuche im Zoo mit der ganzen Familie: Mobilität bedeutet, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wir bieten Dir verschiedene Lösungen, damit Du Deine liebsten Freizeitaktivitäten wieder gemeinsam mit der Familie genießen kannst.





Endlich wieder Freunde treffen

Museumsbesuche und Theatervorführungen, Kaffee und Kuchen mit Freunden oder der Stammtisch mit Arbeitskollegen – dank der verschiedenen Mobilitätsprodukte von ergoflix bleibst Du aktiv und flexibel in Deiner Freizeitgestaltung.

Endlich wieder reisen

Städtereisen in die bekanntesten Metropolen dieser Welt, Ausflüge in historische Altstädte oder eine Spazierfahrt an der Promenade des liebsten Urlaubsortes – entdecke die große weite Welt! Erlebe Dein Abenteuer: Ob mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug – ergoflix erweitert Deinen Aktionsradius.

Krankenkassenzuschuss beantragen leicht gemacht

Wusstest Du schon? Mobilitätsprodukte mit einer Hilfsmittelnummer können von der Krankenkasse bezuschusst werden. Dein Vorteil: Du sparst einen Teil der Kosten. Wir erklären Dir Schritt für Schritt, wie Du Deine persönliche Mobilitätslösung bei Deiner Krankenkasse beantragst.

1. Gespräch mit Deinem Arzt

Diagnostiziert Dein Arzt eine Gehbeeinträchtigung sowie eine medizinische Notwendigkeit für ein Mobilitätsprodukt wie z.B. einen E-Rollstuhl, wird eine Verordnung ausgestellt, die einem Rezept ähnelt. Auf dieser Verordnung kann bereits die Hilfsmittelnummer der Mobilitätslösung Deiner Wahl notiert werden.

Wo finde ich die richtige Hilfsmittelnummer für mein Produkt? Schau einfach auf unserer Webseite unter **ergoflix.de/krankenkassenbezuschussung** nach.

2. Kontaktaufnahme mit ergoflix

Nimm gerne Kontakt zu uns auf – per Telefon oder E-Mail. Wir arbeiten mit Sanitätshäusern in ganz Deutschland zusammen. Und damit Dein Weg nicht weit ist, finden wir gemeinsam ein geeignetes Sanitätshaus in Deiner Nähe. Bei unseren qualifizierten Partnern kannst Du Dein Wunschmodell direkt testen.

3. Einlösen des Rezepts

Das Sanitätshaus reicht die Verordnung bei Deiner Krankenkasse ein. Diese prüft alle Dokumente sorgfältig und kontaktiert Dich anschließend. Nach einer positiven Rückmeldung überreicht das Sanitätshaus Dir Dein Mobilitätsprodukt von ergoflix und steht Dir bei allen Anliegen zum Produkt und zu passendem Zubehör beratend zur Seite.

*Beispiel: Kassenrezept/
-verordnung*

Du hast Fragen zu Deinem Hilfsmittelantrag? Unsere Experten helfen Dir bei der Beantragung Deiner Mobilitätslösung über die Krankenkasse. Schreibe uns per E-Mail an **krankenkasse@ergoflix.de** oder ruf uns einfach unter **02852 94590-94** an – wir helfen Dir gerne weiter!

*Die Kostenübernahme wird in jedem Einzelfall von der jeweiligen Krankenkasse überprüft und individuell entschieden.

Noch mehr Informationen sowie eine Checkliste zur Hilfestellung bei Deinem Hilfsmittelantrag findest Du auf unserer Webseite.



Dank der Unterstützung von ergoflix habe ich den Zuschuss für meinen E-Rollstuhl erhalten. Endlich kann ich mich in meinem Zuhause wieder eigenständig bewegen. Vielen Dank!

Christiane S., Bremen



Faltbar. Elektrisch. Intuitiv.

ergoflix® und JBH® E-Rollstühle

Gut zu wissen: Alle faltbaren elektrischen Rollstühle aus dem Hause ergoflix...

- 1** verfügen über eine Hilfsmittelnummer und sind somit von der Krankenkasse bezuschussbar.
- 2** haben hochklappbare Armlehnen für seitliches Ein- und Aussteigen.
- 3** verfügen über eine kleine, praktische Tasche, die sich unter dem Sitz oder an der Rückenlehne befindet.
- 4** verfügen über einzeln entnehmbare Lithium-Ionen-Akkus zum separaten Aufladen, Transportieren und Lagern.
- 5** verfügen über ein elektromagnetisches Bremssystem, das erheblich wartungsarmer und langlebiger ist als ein mechanisches Bremssystem.
- 6** sind perfekte Reisebegleiter, denn sie sind für die Mitnahme im Flugzeug zugelassen.*
- 7** verfügen über einen bürstenlosen Motor für eine effiziente und hohe Akkuleistung.
- 8** haben die Schutzklasse IPX4 und sind damit spritzwassergeschützt.
- 9** verfügen über PU- und Vollgummi-Reifen, die im Vergleich zu Luftbereifung pannensicher sind.
- 10** bieten individuellen Sitzkomfort dank des einstellbaren Härtegrades der Sitz- und Rückenfläche.
- 11** fahren vorwärts 6 km/h und rückwärts 2 km/h. Eine Versicherung oder sogar ein Führerschein ist daher nicht erforderlich.
- 12** haben kompakte Faltmaße, sodass sie sogar in den Kofferraum eines Kleinwagens passen.


Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:

- ☒ Beckengurt zum Anschnallen
- ☒ Zubehörtasche
- ☒ Ladegerät zum Aufladen der Akkus
- ☒ Werkzeug-Kit für einfache Reparaturen oder zum Nachziehen der Schrauben
- ☒ Klettgurt zum optionalen Fixieren der Fußstütze im gefalteten Zustand



*Abhängig von der Fluggesellschaft und nach vorheriger Anmeldung.

Einheitliches Bedienmodul bei allen Geräten



Mehr Informationen und Wissenswertes findest Du unter ergoflix.de/ratgeber.



ergoflix® Mi2

Für noch mehr Informationen
einfach scannen!



Reichweite: 13 km
auf 39 km erweiterbar

Traglast: max. 120 kg

Geschwindigkeit: max. 6 km/h

Rahmen: Aluminium

faltbar: ja

Hilfsmittelnummer:
18.46.06.0011

Vorteil!
Krankenkassen-
zuschuss möglich!

zusätzlicher Stauraum durch
Tasche an der Rückenlehne

**super wendig und schmale
Maße** nur 59,5 cm breit

hoher Sitzkomfort
dank ergonomisch
geformten Sitzkissen
und Rückenlehne

**Kassenmodell
zum
Nulltarif***

erweiterbare Reichweite
mit bis zu zwei zusätzlichen
Akkus von 13 km auf 39 km

Einhand-Akkuentnahme
seitlich **einzelnt entnehmbar
und separat aufladbar**

hindernisfreier Einstieg
dank hochklappbarer
und höhenverstell-
barer Fußstütze mit
Antirutsch-Auflage

vormontierte Kipp-
schutzräder garantieren
**zusätzlichen Halt und
Sicherheit**

ergoflix® Mi2

Art.-Nr.: 000205

3.690 €

*Deine gesetzliche Krankenkasse erstattet Dir den vollen Anschaffungspreis. Du zahlst lediglich noch eine Bearbeitungsgebühr, welche durch Dein Sanitätshaus individuell erhoben wird.



Innenbereich



Außenbereich




Kippschutzräder



rutschfeste Fußstütze



Schnappverschluss



Neues Design & neue Funktionen

ergoflix® LX

Für noch mehr Informationen
einfach scannen!



Reichweite: 24 km

Traglast: max. 160 kg

Geschwindigkeit: max. 6 km/h

Rahmen: Aluminium

faltbar: ja

Hilfsmittelnummer:
18.50.07.0007

Vorteil!
Krankenkassen-
zuschuss möglich!

► Auch als Plus-Variante erhältlich mit 8 cm mehr Sitzbreite!

individuell einstellbarer Härtegrad der Sitz- und Rückenfläche mithilfe von jeweils vier Klettgurten

ergonomisch geformte Rückenlehne fördert einen gesunden Rücken

auch in Rot erhältlich

reflektierende Elemente auf den Felgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

breite Armlehnenpolster für mehr Komfort und mit optionaler Höhenverstellung

12,5" Hinterräder aus Vollgummi sind **pannensicher und überwinden mühelos Hindernisse** im Außenbereich

Vorderradfederung optional in weiteren Härtegraden erhältlich für individuellen Fahrkomfort

ergoflix® LX

Art.-Nr.: 000609HV2 (weiß)

Art.-Nr.: 000609HV3 (rot)


4.790 €

ergoflix® LX^{plus}

Art.-Nr.: 000400HV2 (weiß)

Art.-Nr.: 000400HV3 (rot)

4.890 €



Beleuchtungs-
Set
inklusive



Beleuchtung vorne



Federung Vorderradgabel



höhenverstellbare Armlehne



ergoflix® LX

Für noch mehr Informationen
einfach scannen!



Reichweite: 24 km

Traglast: max. 160 kg

Geschwindigkeit: max. 6 km/h

Rahmen: Aluminium

faltbar: ja

Hilfsmittelnummer:
18.50.07.0007

Vorteil!
Krankenkassen-
zuschuss möglich!

► Auch als Plus-Variante erhältlich mit 8 cm breiterer Sitzfläche!

müheloses Bewältigen von Steigung und Gefälle im Außenbereich wie z. B. Rampen oder Unterführungen dank guter Steigfähigkeit von 21%

12,5" Hinterräder aus Vollgummi bieten **mehr Komfort, auch im Außenbereich**

einfache Akkuentnahme mittels Druckknopfs **zum separaten Laden und Lagern**

höhenverstellbare Fußstütze
mehr Sitzkomfort

6-teiliges Sigma® Beleuchtungs-Set inkludiert für noch **mehr Sicherheit im Straßenverkehr**

ergoflix® LX

Art.-Nr.: 000609

4.590 €

ergoflix® LX^{plus}

Art.-Nr.: 000400

4.690 €



Innenbereich



Außenbereich

Beleuchtungs-
Set
inklusive



Beleuchtung vorne



Beleuchtung hinten



Fußstütze



Superleicht. Supersmart. Exklusiv bei ergoflix.

JBH® Carbon 21

Für noch mehr Informationen
einfach scannen!



Reichweite: 25 km

Traglast: max. 120 kg

Geschwindigkeit: max. 6 km/h

Rahmen: Carbon

faltbar: ja

Hilfsmittelnummer:
18.50.07.0008

Vorteil!
Krankenkassen-
zuschuss möglich!

hochklappbare Armlehnen
ermöglichen einfachen,
seitlichen Einstieg

auch in Rot erhältlich

**ergonomische Rücken-
lehne** garantiert
bequeme und rücken-
schonende Sitzposition

abnehmbare
Radkappen

geringes Gewicht von
nur 21 kg (ohne Akkus)

höhenverstellbare Fuß-
stütze **mit rutschhem-
mender Beschichtung**

Vorderradfederung optional in
weiteren Härtegraden erhältlich
für individuellen Fahrkomfort

JBH® Carbon 21

Art.-Nr.: 000420HBK (schwarz)

Art.-Nr.: 000420HRD (rot)

5.990 €



Innenbereich



Außenbereich

Beleuchtungs-
Set
inklusive



Carbon-Optik



Federung



Beleuchtung



Zubehör ergoflix® und JBH® E-Rollstühle

Praktisches für unterwegs



**Einfach erklärt:
Passt das Zubehör zu
meinem Rollstuhl?**

kompatibel
nicht kompatibel



Flaschenhalter | Fabian

- > praktische Aufbewahrung Deines Getränks direkt am Rollstuhl
- > einfache Befestigung am Rahmengestell

Art.-Nr.: 001201

29,90 €

Mi2 LX C21



Stockhalter-Set | Peter

- > dank Stockhalter hast Du Deine Gehhilfe immer dabei und bleibst flexibel
- > schnelle und einfache Befestigung

Inhalt:

- 1x Klemmhalterung
- 1x Kletthalterung
- 1x Köcher

Art.-Nr.: 000601

32,90 €

Mi2 LX C21



Klemmhalterung

Kletthalterung

Köcher

Zubehör ergoflix® und JBH® E-Rollstühle

Regencape | Malte

- > strapazierfähiges Regencape schützt Dich vor Feuchtigkeit
- > elastische Bündchen an den Ärmeln für eine einfache Bedienung des Joysticks
- > Kapuze mit Tunnelzug garantiert Dir sicheren Halt
- > reflektierende Reißverschlussleiste für mehr Sichtbarkeit

Größe M (1,60 m – 1,75 m)

Art.-Nr.: 007999HV1

89,90 €

Größe L (1,75 m – 1,90 m)

Art.-Nr.: 007999HV2

89,90 €

	Größe M	Größe L
Länge	2750	2950
Breite	1480	1500

**in 2
Größen
erhältlich**



Akkus

Lithium-Ionen-Akku 24V/6 Ah

- > Zusatzakku für ergoflix® Mi2 und JBH® Carbon 16
- > Erhöhung der Reichweite um 13 km je Akku
(max. zwei Zusatzakkus möglich)

Art.-Nr.: 007987

427,00 €

Mi2 LX C21



Beleuchtung

Beleuchtungs-Set

- > zum sicheren Fahren in der Dämmerung
- > dank integriertem Helligkeitssensor automatische Anpassung an das Umgebungslicht
- > bequem per USB-Kabel aufladbar
- > einfache Befestigung

Beleuchtungs-Set, 6-teilig

Inhalt:

2x Vorderlicht

2x Rücklicht

2x Halterung

Ladekabel

Art.-Nr.: 007101

134,90 €

Mi2 LX C21



Beleuchtungs-Set, 3-teilig

Inhalt:

1x Vorderlicht

1x Rücklicht

1x Halterung

Ladekabel

Art.-Nr.: 007001

69,90 €

Mi2 LX C21



Beleuchtung vorne



Beleuchtung hinten



einfache Bedienung



aufladbar über USB



StVZO

Das Beleuchtungssystem ist StVZO-konform und einfach nachzurüsten.

max. Leuchtdauer	Ladezeit	Reichweite	Einschalt-schutz	spritzwasser-geschützt (IPX4)	Leuchtmittel
6,5h Standard-/ 21h Eco-Modus	2,3h	55 m	✓	✓	Osram LED

Transport und Verladehilfen

Teleskoprampe | Luca

- > für einfaches Verladen in Deinen PKW
- > zum Überwinden von Stufen geeignet
- > ausziehbar und leicht zu verstauen

Maße

ausgezogen: 152x19x5 cm

eingeschoben: 91x19x5 cm

Traglast: 300 kg/Paar

Gewicht: 7,8 kg

Art.-Nr.: 002001

229,00 €



*inkl. Tragetasche zum
einfachen Transportieren*



Kippschutzräder | Cara

- > erhöht die Sicherheit beim Überwinden von Hindernissen im Innen- und Außenbereich

Inhalt: 1 Paar

Schwarz

Art.-Nr.: 000523

95,90 €

Mi2 LX C21



Ladekanten-Schutzmatte | Chris

- > schützt Deinen PKW beim Verladen des Rollstuhls
- > schnell anwendbar und kompakt verstaubar
- > ideal in Kombination mit der Teleskoprampe Luca

Maße: 80 x 65 x 0,5 cm

Art.-Nr.: 004401

39,90 €



Nähte dienen als Anlegepunkt für die Teleskoprampen



Trolleygriff | Dirk

- > bequemer Transport Deines Rollstuhls wie bei einem Reisekoffer
- > einfach nachrüstbar und schnell montiert

Art.-Nr.: 007901

34,90 €

Mi2 **LX** C21



Trolleygriff

Taschen

Transporttasche | Alex

- > erleichtert den Transport Deines Rollstuhls
- > ideal für Flugreisen
- > schützt den Rollstuhl vor äußeren Einflüssen
- > reißfestes, robustes Material

Art.-Nr.: 001305

149,90 €

Mi2 LX C21

Art.-Nr.: 001409

149,90 €

Mi2 LX C21



Organizertasche | Mareen

- > sechs Fächer bieten Dir viel Stauraum
- > kann dank Klettverschluss einfach an der Rollstuhlarmllehne angebracht werden
- > universell einsetzbar
- > aus robustem Nylon gefertigt

Art.-Nr.: 007983

39,90 €

Mi2 LX C21

*zwei Fächer mit Reißverschluss
zum sicheren Aufbewahren von
Wertgegenständen*

Akku-Transporttasche | Tim

- > bequemes Tragen dank Henkel
- > schützt Deinen Akku vor Staub und Schmutz
- > robuste Außenhülle mit Reißverschluss

Art.-Nr.: 007982

39,90 €

Mi2 LX C21



Akku-Sicherheitstasche | Marieke

- > ordnungsgemäße Aufbewahrung der Lithium-Ionen-Akkus
 - > geeignet für das sichere Laden und die Lagerung z. B. in Innenräumen
 - > passend für je einen Stabakku oder drei Kassettenakkus
- > Inhalt: 1 Stück
> Maße: 77,5cm x 25,0cm

einzel

Art.-Nr.: 007988


99,90 €

2er-Set

Art.-Nr.: 007990

179,00 €

Mi2 LX C21




hitzebeständig bis 1200 °C

Polster

10 cm

15 cm



Sitzkissen | Svenja

- > Sitzerhöhung von 6 cm (Standard) auf 10 cm oder 15 cm
- > sorgt für eine ergonomische und bequeme Sitzposition
- > atmungsaktiv
- > waschbarer Antirutschbezug

Sitzkissen 10 cm

Art.-Nr.: 001805

48,90 €

Mi2 LX C21

Sitzkissen 10 cm

Art.-Nr.: 005509

48,90 €

Mi2 LX C21

Sitzkissen 15 cm

Art.-Nr.: 005610

58,90 €

Mi2 LX C21

*zum Ausgleich der
Körpergröße geeignet*



Auch „flach“
erhältlich
bei gleichem
Komfort.




befüllbar mit Luft



leicht regulierbar



gestaffelte Höhen



rutschfestes Material

Anti-Dekubitus-Kissen | David

- > für eine Verbesserung Deiner Sitzposition und dient der Dekubitus-Prophylaxe
- > individuell anpassbar dank Handluftpumpe
- > rutschfester, waschbarer Bezug
- > max. Nutzergewicht 120 kg

Kissen, keilförmig

Maße: 46 x 46 x 5-10 cm

Art.-Nr.: 007709

249,00 €

Mi2 LX C21

Kissen, flach

Maße: 46 x 46 x 8 cm

Art.-Nr.: 005609

249,00 €

Mi2 LX C21

*druckentlastend für
mehr Fahrkomfort*



Adapter

Bedienmodul-Adapter | Lisa für Begleitpersonen

- > zur praktischen Steuerung des Rollstuhls durch eine Begleitperson
- > Manövrieren des Rollstuhls ohne Kraftaufwand
- > am Schiebebügel montierbar
- > "Premium" verstellbar in Höhe und Position

Normal

Art.-Nr.: 000801

39,90 €

Mi2 LX C21

Premium

Art.-Nr.: 000803

49,90 €

Mi2 LX C21



Stützen und Fixierungen

Beinstütze | Benedikt

- > vielfältig verstellbar dank verschiedener Winkel- und Längeneinstellungen
- > Wadenpolster und Fußablage individuell anpassbar
- > sicherer Halt, wenn Du Dein Bein gestreckt hochlagern musst
- > einzeln oder im Set erhältlich

Ausführung: links

Art.-Nr.: 000901

Ausführung: rechts

Art.-Nr.: 001001

je 89,90 €

Mi2 LX C21

im Set

(links und rechts)

Art.-Nr.: 001101

179,80 €



Fuß-Fixierung | Till

- > unterstützt Dich bei der Positionierung Deiner Füße im Rollstuhl
- > bietet Dir zusätzliche Sicherheit
- > einfach nachrüstbar

Ausführung: links

Art.-Nr.: 007201

179,00 €

Ausführung: rechts

Art.-Nr.: 007301

179,00 €

Mi2 **LX** C21

im Set

(links und rechts)

Art.-Nr.: 007401

358,00 €



Kopfstütze | Sandra

- > entlastet Deinen Nackenbereich
- > wirkt unterstützend für Kopf sowie Hals und steigert so Dein Wohlbefinden
- > individuell verstellbar

Art.-Nr.: 002901

159,00 €

Mi2 **LX** C21



Smarteres für mehr Komfort



Schwenkarm für Bedienmodul | Thomas

- > zum seitlichen Abschwenken des Bedienmoduls
- > ermöglicht es Dir ohne Einschränkung an Tische heranzufahren
- > einfach nachrüstbar

Art.-Nr.: 000713

249,00€

Mi2 LX C21

Höhenverstellung für Armlehnen | Bernd

- > optimiert Deine Sitzposition und entlastet Deinen Schulter-Nackенbereich
- > zwei wählbare Höhen (33 mm oder 43 mm)
- > kompatibel mit ergoflix®LX (neues Modell) und ergoflix®Mi2
- > Inhalt: Set bestehend aus zwei Höhenverstellungen (33 mm und 43 mm) je Seite (rechts und links)

Art.-Nr.: 007991

19,90 €

Mi2 LX C21



einfach zur Selbstmontage



*ausziehbar zum Ausgleich
der Körpergröße*



Fußstütze, ausziehbar | Nicolas

- > hochklappbar und ausziehbar in fünf Schritten auf bis zu +10 cm
- > Antirutsch-Auflage für besseren Tritt und mehr Halt

Art.-Nr.: 005810

179,00 €

Mi2 **LX** C21

Federung Vorderradgabeln | Larissa

- > Härtegrad wahlweise weich, mittel oder fest
- > dämpft Stöße noch effektiver ab
- > Montage durch Fachpersonal erforderlich
- > geeignet zum Umrüsten der Standardfederung für ergoflix® LX (neues Modell) und JBH® Carbon 21
- > Inhalt: Set bestehend aus zwei Federn



*austauschbar für individuelles
Fahrgefühl*



**fester Härtegrad
(braun)**

Art.-Nr.: 009031

39,90 €

**mittlerer Härtegrad
(grün)**

Art.-Nr.: 009020

39,90 €

**weicher Härtegrad
(rot)**

Art.-Nr.: 009019

39,90 €

Mi2 **LX** C21

Produkte in der Übersicht

Neues
Modell

	ergoflix® Mi2	ergoflix® LX (ergoflix® LX ^{plus})*	ergoflix® LX (ergoflix® LX ^{plus})*
max. Reichweite	13 km auf 39 km erweiterbar mit bis zu zwei zusätzlichen Akkus	24 km	24 km
Gewicht	23,1 kg (21,9 kg ohne Akkus)	26,6 kg (23,6 kg ohne Akkus)	28,1 kg (25,1 kg ohne Akkus)
max. Traglast	120 kg	160 kg	160 kg
max. Geschwindigkeit	6 km/h (rückw. 2 km/h)	6 km/h (rückw. 2 km/h)	6 km/h (rückw. 2 km/h)
Abmessungen (LxBxH)	91,5x59,5x95 cm	99,5x61,5/63,5x93,5 cm	99,5x61,5/63,5x93,5 cm
Faltmaße (LxBxH)	34x59,5x75 cm	35x61,5/63,5x78 cm	35x61,5/63,5x78 cm
Sitz (LxBxH)	46x45x55 cm	42x48x49 cm (42x56x49 cm)	42x48x49 cm (42x56x49 cm)
Akkus	1x24V/6Ah einfach herausnehmbar und separat ladbar	2x24V/6Ah einfach herausnehmbar und separat ladbar	2x24V/6Ah einfach herausnehmbar und separat ladbar
faltbar	✓	✓	✓
Ladezeit (pro Akku)	ca. 3 h	ca. 3 h	ca. 3 h
Farbauswahl	✗	✗	✓
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Reifen	vorne: PU Reifen 7" hinten: Vollgummi Reifen 8"	vorne: PU Reifen 8" hinten: Vollgummi Reifen 12,5"	vorne: PU Reifen 7,5" hinten: Vollgummi Reifen 12,5"
Federung	✗	gefedert Sitz	gefederte Vorderradgabel, gefedert Sitz
Steigung	14%	21%	21%
Motor	2xbürstenloser Motor 180 W	2xbürstenloser Motor 250 W	2xbürstenloser Motor 250 W
Bremssystem	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Beleuchtung	optional	inklusive	inklusive
Bedienmodul (wahlweise)	rechts oder links	rechts, links oder am Schiebebügel	rechts, links oder am Schiebebügel
DIN EN 12184	✓	✓	✓
Hilfsmittelnr.	18.46.06.0011	18.50.07.0007	18.50.07.0007
Preis	3.690 €	4.590 € (4.690 €)	4.790 € (4.890 €)

Alle angegebenen Maße können geringfügig abweichen.
*ergoflix® LX als Plus-Variante mit 8 cm mehr Sitzbreite

JBH® Carbon 21

25 km

24,7 kg
(21,7 kg ohne Akkus)

120 kg

6 km/h
(rückw. 2 km/h)

103x61,5x94 cm

37,5x61,5x77 cm

42x49,5x52 cm

2x24V/6 Ah
einfach herausnehmbar und
separat ladbar



ca. 3 h



Carbon

vorne: PU Reifen 7"
hinten: Vollgummi Reifen 12,5"

gefederte Vorderradgabel,
gefederter Sitz

14 %

2x bürstenloser Motor 250 W

elektromagnetisch

inklusive

rechts oder links



18.50.07.0008

5.990 €

Unsere Services für Dich



Persönliche Probefahrt – kostenlos und unverbindlich

Du interessierst Dich für eines unserer Mobilitätsprodukte? Deutschlandweit bieten wir kostenlose Vorführtermine an – damit Du auch wirklich das Modell findest, das zu Dir passt. Und das Beste: Du kannst Dein Lieblingsmodell Zuhause testen. Auf Wunsch kommt einer unserer ausgebildeten Medizinprodukteberater zu Dir. Außerdem kooperieren wir mit über 600 Sanitätshäusern in ganz Deutschland. Lasse Dich gerne von unseren qualifizierten Partnern fachkundig beraten und teste Dein Mobilitätsprodukt direkt.



Garantierte Qualität

All unsere Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Dank hochwertiger Verarbeitung sind sie wartungsarm, zuverlässig und langlebig – damit Du lange Freude an Deinem Mobilitätsprodukt hast. Und weil wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt sind, gewähren wir Dir einen erweiterten Garantieschutz.

Frage einfach Deinen Fachhändler nach den Garantiebedingungen für Dein Wunschmodell oder informiere Dich auf unserer Webseite unter **[wissenswertes.ergoflix.de/haeufige-fragen](https://www.wissenswertes.ergoflix.de/haeufige-fragen)**.



Kostenloses Krankenkassen- management

Die Beantragung eines Mobilitätsprodukts ist nicht immer leicht. Wir haben hausinterne Experten, die Dich bei dem Thema Krankenkassenbezuschussung fachkundig beraten.



Schneller und kostenfreier Versand

Innerhalb Deutschlands versenden wir kostenfrei. Nach nur 1 bis 3 Werktagen ist Deine Mobilitätslösung bei Dir – damit Du schnell mobile Lebensfreude genießen kannst.



Zertifizierte Sicherheit

Deine Sicherheit ist das Wichtigste. Unsere E-Rollstühle erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm DIN EN 12184 und ISO 7176 für Elektrorollstühle und Elektromobile.



After Sales und Reparaturservice

Auch nach dem Kauf stehen wir Dir mit Rat und Tat zur Seite. Im Falle eines Defekts hilft Dir unser Reparaturservice schnell und gewissenhaft weiter. Je nach Schaden kommen wir entweder direkt zu Dir oder reparieren Deine Mobilitätslösung in unserer Werkstatt in Hamminkeln.

Rundum bestens informiert

Auf unserer Webseite findest Du hilfreiche Videos und Blogbeiträge sowie alles Wissenswerte rund um die Mobilitätslösungen von ergoflix. Schau doch einfach online in unsere Rubrik Ratgeber und informiere Dich in aller Ruhe. Und bei Fragen: Rufe uns gerne an.



Erklärvideos:

Praktische Anleitungen

Zu einer Vielzahl von Themen haben wir für Dich hilfreiche Videos erstellt. Kurz, knapp und verständlich erklären wir Dir z.B. die Funktionen unserer Produkte und wie Du Zuschüsse bei Deiner Krankenkasse beantragst.



Nützliches zum Download:

Betriebsanleitungen und Co.

Informationen übersichtlich und kurz zusammengefasst:

- > Betriebsanleitungen
- > Montageanleitungen
- > Zertifikate
- > Testberichte
- > Broschüre und Flyer



Blog: Tipps und Tricks

In unserem Blog erhältst Du aktuelle Infos sowie wertvolle Tipps zu den Themen Barrierefreiheit, Reisen, Krankenkasse und Co. Hast Du Fragen? Hinterlasse uns Dein persönliches Anliegen doch einfach als Kommentar. Wir freuen uns auf den Austausch mit Dir.



FAQ: Du fragst, wir antworten

Wie lange und oft soll ich den Akku laden? Welchen Garantieschutz habe ich? Alle Fragen und Antworten rund um unsere Produkte und Services findest Du in unserem FAQ-Bereich.

Einfach anrufen oder reinklicken:

02852 94590-00

[ergoflix.de](https://www.ergoflix.de)



Flugreise mit E-Rollstuhl

Sehenswürdigkeiten entdecken, fremde Kulturen kennenlernen oder einfach nur in der Sonne relaxen. Wusstest Du, dass Du mit Deinem Elektrorollstuhl sogar weit entfernte Orte erkunden kannst? Alle E-Rollstühle aus dem Hause ergoflix sind für den Transport im Flugzeug zugelassen.

Gut vorbereitet auf Reisen gehen

Damit Du bequem in den Urlaub starten kannst, findest Du in unserem Downloadbereich alle erforderlichen Dokumente, die Du bei Deiner Fluggesellschaft einreichst: Einfach herunterladen, vor Reiseantritt per E-Mail versenden oder ausgedruckt der Fluggesellschaft aushändigen.

Mit dem Rollstuhl am Flughafen

Im Handumdrehen lässt sich Dein Elektrorollstuhl von ergoflix zusammenfalten – damit ist er der ideale Reisebegleiter für kleinere und größere Flugreisen. Nach dem Check-in gibst Du Deinen Faltrollstuhl beim Schalter für Groß- und Sperrgepäck auf. Die Lithium-Ionen-Akkus transportierst Du im Handgepäck.

Service des Flughafenpersonals

Menschen mit eingeschränkter Mobilität steht ein ganz besonderer Service zur Verfügung: Auf Wunsch begleitet Dich ein Mitarbeiter des Flughafens vom Check-in bis hin zur Flugzeughür. Auch die Flugbegleiter an Bord sind Dir während des Flugs gerne behilflich.



Alles Wissenswerte rund um Deine Flugreise mit Elektrorollstuhl haben wir für Dich in unserem E-Book Schritt für Schritt zusammengefasst. Lade Dir das E-Book kostenfrei herunter, damit Du jederzeit alles im Blick hast.

**Zum Herunterladen
einfach scannen!**



ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 94590-00

Fax +49 (0) 2852 94590-99

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

Besuche uns auf Social Media:



Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr



Stand: Juli 2023

Rechtliches: Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle Artikel ohne Deko. Die Namen der abgebildeten Personen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert. Die ergoflix Group GmbH ist Importeur gemäß des Medizinproduktegesetzes.

Alle Preise in EUR inkl. MwSt. und Versand innerhalb Deutschlands.